




气相色谱-质谱及液相色谱-质谱 在农药分析中的应用

农药的分类



农药的分析概述

□ 农药分析的三个过程

- ◆ 定性
- ◆ 定量
- ◆ 确认

□ 常用农药分析方法

- ◆ 气相色谱法 - FID, ECD, FPD and NPD
- ◆ 液相色谱法 - UV and FLD
- ◆ **气质联用技术**—是目前最有效的方法,而且灵敏度很高。气质联用是最有效的农药确认方法
- ◆ **液质联用技术**




分析技术的选择



□ 分析仪器的选择

- ◆ **GC/FPD(6890 GC)** - 适合有机磷和有机硫农残化合物
- ◆ **GC/ECD (6890 GC)** - 适合有机氯农残化合物
- ◆ **GC/NPD (6890 GC)** - 适合有机氮和有机磷化合物
- ◆ **GC/MSD (5973N GC/MSD)**
 - ◆ 通用的分析方法
 - ◆ 结合NIST98 标准谱库和农药谱库可以进行化合物的鉴定
 - ◆ 高灵敏度, 高选择性
- ◆ **HPLC - 柱后衍生用荧光检测或 HPLC/UV**
 - ◆ 适合氨基甲酯, 磺酰脲, 苯脲类农药的分析
- ◆ **LC/MS** - 高灵敏度, 高选择性的检测方法


New 5973 Network GC-MS

- ⇩ 配有功能强大而且经过认证的化学工作站软件
- ⇩ 最新的NIST98谱库(大多数谱图是在MSD上得到的)
- ⇩ 特别的农药质谱谱库
- ⇩ EI 全扫描**灵敏度是最高的**
- ⇩ PCI/SIM的灵敏度是最高的
- ⇩ 对负CI模式, 尤其是NH₃为操作气, 其灵敏度更优秀
- ⇩ 增强了化学工作站的功能, (G1701CA)
- ⇩ 一台化学工作站可控制两台GC-MS
- ⇩ 新的保留时间锁定软件 
- ⇩ **新的保留时间锁定农药库软件 (可以快速筛选567种农药及内分泌扰乱物)**
- ⇩ 可提供环保,毒品检测,农药及石化的软件包
- ⇩ 可以进行远程登录和操作仪器, 以及数据分析




保留时间锁定可以使得在不同的气相检测器上得到的保留时间偏差 < 0.05 分钟

第一, 使用方法转换软件应用到质谱上 - 然后使用保留时间锁定




GC-FID 与 GC-MSD

无保留时间锁定 (MSD Translated, Not Locked)




GC-FID与GC-MSD

有保留时间锁定 (Locked Using RT vs. P Relationship)




不同柱长的保留时间锁定结果



Waldbronn GC/MSD vs. Cologne GC/NPD

不同地点的仪器




保留时间比较表

色谱柱维护前后

色谱柱: 45厘米被减去

Compound	Before	After	difference
Amphetamine	1.794	1.797	0.003
Dimethamphetamine	2.373	2.374	0.001
Phenmetrazine	3.496	3.495	-0.001
Pentetrazole	4.179	4.179	0.000
DIPA	5.205	5.200	-0.005

Waldbronn GC/MSD vs. Cologne GC/NPD



安捷伦的保留时间锁定质谱农药库

- 谱库含有**567**个农药及内分泌干扰物
- 谱图是在**Agilent 6890/5973**系统上获得的
- 数据库中包括保留时间及标准质谱库
- 保留时间锁定筛选数据库(**RTLPEST.SCD**)

保留时间锁定的优点

保留时间锁定可以使得用同一类型的色谱柱的在**不同气相之间, 不同气质之间或气相与气质之间的保留时间保持一致**

- ❏ 色谱柱的固定相必须一样
- ❏ 色谱柱的长度或内径可以变化

GC 和GC/MS

在农药残留物的分析中的应用

仪器名称	可测定物质	灵敏度	稳定性	线性	鉴定能力
GC-MS	挥发性有机物质	Scan :0.1ng SIM : 10 fg	好	10⁴ -10⁶	保留时间与质谱 (质量信息)
GC-FID	挥发性有机物质	10pg	好	10 ⁶	仅限保留时间
GC-ECD	具有卤化物等 吸电子基的物质	1ng--1pg	尚可	10 ³ -10 ⁴	敏感物质与保留 时间
GC-FPD	含S,P,Sn物质	S: 1ng P: 10pg	好	S: 10 ³ P: 10 ⁵	敏感物质与保留 时间
GC-NPD	含N,P 物质	10pg	尚可	10 ⁴	敏感物质与保留 时间



GC 和GC/MS 在农药的分析中的应用

□ 主要的农残种类

- ◆ 有机氯类 (OCPs)
- ◆ 有机磷类(OPP)s
- ◆ 含氮和/或硫和其他农残

□ 通用毛细管柱

- ◆ HP 5MS

□ 确认用毛细管柱

- ◆ HP 35 MS (low bleed)
- ◆ HP 210 (most unusual selectivity)
- ◆ HP 50 + (good differentiation for PCBs)
- ◆ HP 1701 and other intermediate Polarity phases
- ◆ HP-1
- ◆ HP-17



GC 和GC/MS 在农药分析中的应用

□ 有机氯类 (OCPs)农残

↓ 目前主要的有机氯农药主要有六六六，滴滴涕，2,4-D 丁酯，五氯酚钠，艾氏剂，狄氏剂，异狄氏剂等

□ 有机氯类 (OCPs)农残污染的主要途经

↓ 大气污染

↓ 水体污染

↓ 土壤污染

↓ 生物污染



GC 和GC/MS 在农药分析中的应用

□ 有机氯类 (OCPs)的分析

- ◆ 样品的制备方法，包括溶剂提取，净化，浓缩等；
- ◆ 目前主要的方法是GC-ECD；
- ◆ GC-ECD方法有它本身的限制；
 - ⇩ 线性范围较窄, 10^3 左右
 - ⇩ 潜在放射性污染
 - ⇩ 非常容易受到污染
 - ⇩ 容易受到带有高电负性物质的干扰
 - ⇩ 只靠保留时间定性

◆ GC-MS 可以弥补ECD的不足
Agilent Technologies
Innovating the HP Way

GC 和GC/MS 在农药分析中的应用

- 有机磷类 (OCPs)的分析
 - ◆ 目前主要的方法是GC-FPD, GC-NPD
 - ◆ GC-FPD和GC-NPD
 - ↳ 线性范围较宽, $10^4 - 10^5$
 - ↳ 抗污染能力较ECD强
 - ↳ FPD易受到硫化物的影响
 - ↳ 只靠保留时间定性
 - ◆ GC-MS 可以弥补以上的不足而且是用于确认和鉴定最可靠的方法



GC 和GC/MS 在农药分析中的应用

- 有机磷类 (OCPs)的分析 中的几个重要的问题
 - ◆ 大多数的有机磷药性质不稳定，易氧化，水解，或重排。温度，pH值，水份都会加速这种过程
 - ◆ 检测器及方法的干扰问题
 - ◆ 方法的定性和定量
 - ↓ GC-MS 是用于确认和鉴定最可靠的方法



GC/MS优点

- 高灵敏度, **0.1ng**(全扫描); **10fg**(离子选择, **SIM**)
- 动态线性范围宽, **10^6** 左右
- 保留时间和质谱图谱同时确认
- 抗干扰能力强
- 对于确认和鉴定农残物, **GC-MS**是最佳和准确的方法



气相色谱-软离子化质谱的应用





正化学离子化的特点

- 化学离子化是一种软离子化技术，主要产生准分子离子峰
 - ↓ 帮助确认未知化合物
 - ↓ 化合离子化可以与EI互补
- 化学离子化可以用不同的反应气，甲烷，异丁烷，氨气
 - ↓ 提高灵敏度




PCI versus EI - Phthalates





Amphetamine in EI and PCI

安非他明




负化学离子化的特点


- 只有带有吸电子基的化合物才能扑获电子
 - ↓ 高选择性
 - ↓ 可用卤化衍生化提高检测能力
- 某些化合物的电子扑获能力很高
 - ↓ 高灵敏度
- 一般介质低物力都无电子扑获能
 - ↓ 由于极低的干扰，因此可得到极低检测限
 - ↓ 高信噪比



Comparison: EI vs. NCI Mode




200 fg Splitless Injection of 16 Pesticides ECNI-SIM






分析技术的相对适用范围



安捷伦1100系列高效液相色谱系统总述






CE-MS




LC-MS


四极杆质谱



多极离子阱质谱





安捷伦1100液质联用仪接口 - 增强灵敏度




锥孔设计(Cone) - 离子截取区小
“sweet spot”

平面设计具有较大离子截取区 “sweet spot”
用于离子的捕获，另外带有可控温的氮气流防止不带电荷的中性物质进入毛细管

500次进样以后的APCI信号比较



LC/MSD离子光学设计：毛细管



- 调谐更稳定
- 碰撞诱导解离质谱图更重复
- 大口径毛细管 (0.6 mm) 更耐污染




全自动调谐和质量校正

内置式校正溶液
用于全自动调谐和质量校正



Agilent1100 液-质系统(LC/MS)




四极杆及信号放大器

双曲面金属钨四极杆
质量分析器

Quadrupole mass filter provides proven full scan and SIM sensitivity for full range of applications


Accessible, easy to change
HED multiplier




LC/MSD 真空系统

Vacuum system is digitally controlled for early maintenance feedback

Twin turbo pumps for fast pump-down and rugged operation



安捷伦1100 系列 LC/MSD: 易懂, 易用的图型化的液相和质谱控制及分析软件



可同时采集多种质谱信号： 正离子和负离子模式

Set Up MSD Signals

MSD Control

Use MSD
StopTime:
FIA Disabled

General

Tune File:
Ion Mode: API-ES
Peakwidth: min
Cycle Time: 1.09 sec/cycle
 Scan Speed Override
 Time Filter
Scan Data Storage:
Active Signals:
 1 scan
 2 sim
 3
 4
 Acquisition Parameters
 Display EIC Parameters

MSD Signal Settings

Signal:
Mode: Polarity: % cycle time:

Time(min)	On/Off	Group	SIM Ion	Frag-mentor	Gain	SIM Resol.	Dwell (msec)	%Rel Dwell
1	0.00	Group 1	72.10	200	1.0	High	59	14.3
1			96.10	200			59	14.3
1			136.10	200			59	14.3
1			196.10	200			59	14.3
1			219.10	200			59	14.3
1			302.10	200			59	14.3

Sort Add Ion Add Grp Cut Copy Paste

Signal:
Mode: Polarity: % cycle time:

Time(min)	On/Off	Group	SIM Ion	Frag-mentor	Gain	SIM Resol.	Dwell (msec)	%Rel Dwell
1	0.00	1	74.10	200	1.0	High	83	20.0
1			98.10	200			83	20.0
1			138.10	60			83	20.0
1			198.10	60			83	20.0
1			221.10	200			83	20.0
2	15.00	1	87.10	200	1.0	High	424	100.0

Sort Add Ion Add Grp Cut Copy Paste



OK Cancel Help

Set signal 1 for negative polarity and signal 2 for positive polarity

Same # of ions as current LC/MSD: up to 30 ions/grp up to 50 groups




可同时采集多种质谱信号： 正离子和负离子模式

磺胺类药物演示混合样



可同时采集多种质谱信号： 高和低CID能量

磺胺药物演示混合样



可同时采集多种质谱信号: SIM/Scan

Set Up MSD Signals

MSD Control

Use MSD

StopTime: 6.00

FIA Disabled

General

Tune File: atunes.tun

Ion Mode: API-ES

Peakwidth: 0.10 min

Cycle Time: 0.77 sec/cycle

Scan Speed Override

Time Filter

Scan Data Storage: Condensed

Active Signals:

1

2

3

4

Acquisition Parameters

Display EIC Parameters

MSD Signal Settings

Signal: 1

Mode: SIM Polarity: Positive % cycle time: 50.0

Time(min)	On/Off	Group	SIM Ion	Frag-mentor	Gain	SIM Resol.	Dwell (msec)	%Rel Dwell
1	0.00	Group 1	271.00	50	1.0	High	68	25.0
1			279.00	50			68	25.0
1			285.00	50			68	25.0
1			311.00	50			68	25.0

Sort Add Ion Add Grp Cut Copy Paste

Signal: 2

Mode: Scan Polarity: Positive % cycle time: 50.0 Frag. Ramp

Time(min)	On/Off	Mass Range Low	Mass Range High	Frag-mentor	Gain	Thres-hold	Step size
1	0.00	100.00	400.00	50	1.0	20	0.10

Sort Insert Append Cut Copy Paste

OK Cancel Help

SIM signal for quantification of target compounds

Scan signal for screening for unknowns or for structural information (CID)

如何建立自己的 HPLC/ESI和HPLC/APCI谱库

质谱库检索特点

- 检索用户自建谱库
 - ❖ 使用 NIST 程序和检索规则
 - ❖ 没有应用独特的筛选, 如PBM
- 谱库可以包含结构式
- 交互式或自动检索
- DAD/MSD 组合检索报告

自动生成谱库检索报告

Library search mode: Automatic library search

Library file No. : 1
Library file name : S:\SPYDER\MSLIBR~1\DOUGLIB.UVL
Match threshold : 950 Purity threshold: Calculated
Time window left [%] : None Case sensitive : No
Time window right [%] : None Whole word : No
Wavelength shift : 0.0 Compare spectrum : Yes
Absorbance threshold : 0.0 Search logic : OR
Search range : All

Signal 1: DAD1 A, Sig=254,8 Ref=450,80

Signal 2: MSD1 TIC, MS File

NIST MS library search mode: Automatic library search

NIST MS library file No. : 1

NIST MS library file name : douglib

RetTime [min]	Sig	MW	Library #	Match Id	Formula	Name
2.746	2	270	1	4	720 C9H10N4O2S2	Sulfamethizole
2.987	2	278	1	5	748 C12H14N4O2S	Sulfamethazine
3.571	2	284	1	6	583 C10H9ClN4O2S	Sulfachloropyridazine
6.143	2	310	1	25	868 C12H14N4O4S	Sulfadimethoxine

样品纯化系统




Analytical scale



Preparative scale

Agilent 1100 Series Fraction Collector







- Automatic tray recognition
- Collect high volume sample to up to 10 remote vessels *
- Pre-defined recovery locations for unwanted eluent or missed peaks
- Pooling
- Automated fraction delay volume calculation and visualization of peak dispersion *
- Cooling option for temperature sensitive samples *
- Drop-less needle movement
- Optional needle rinse between fractions
- Diverter Valve
- Integrated safety concept: Forced fume extraction
- Designed for unattended operation


- Designed for analytical and preparative scale applications
- Variety of trays for well plates, vials and test tubes
- Fraction collection in standard 96 and 384 * well plates
- Parallel operation of up to 3 fraction collectors

* Analytical Scale only

馏份收集



Up to 10 bottles



Pooling:
Combined collection
of fractions from
multiple injections of
the same sample

Analytical Scale only, long needle required