

# HPLC 柱前衍生法分析黄曲霉毒素 B1

黄曲霉毒素 (AFT) 对有机体具有致突、致癌、致畸性, 被列为可能的人体致癌物质。黄曲霉毒素在多种人类食物中被发现, 如玉米、坚果、花生等等, 以 B1、B2、G1、G2 的形式存在。AFTB1 在动物体内可转变成两种主要代谢产物- AFTM1 和 AFTQ, 前者的毒性和致癌性与 AFTB1 相近, 主要存在于动物的尿和乳汁中。

黄曲霉毒素可使用正相和反相液相色谱法分离, 反相色谱法操作较容易、流动相毒性

也较低, 被广泛采用。使用反相液相色谱检测时, 可通过柱前衍生法或柱后衍生法, 提高 AFTB1、AFTG1 的检测灵敏度, 使之与 AFTB2、AFTG2 在相近水平下检测。柱前衍生法无需专用柱后衍生反应系统, 方法简单。本方法通过三氟乙酸 (TFA) 柱前衍生, HPLC 检测黄曲霉毒素 B1。该方法可用于 4 种黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 同时检测, 也可用于 AFTM1 检测。

## ■ 样品前处理

取 50 $\mu$ L 黄曲霉毒素 B1 标样溶液 (10ng/mL, 溶剂苯-乙腈溶液(98:2 v/v)), 用氮气吹干, 加入 200 $\mu$ L 正己烷和 100 $\mu$ L 三氟乙酸, 混匀 1min, 室温下放置 10min, 氮气吹干, 用

乙腈水溶液(乙腈/水 85: 15 v/v) 50 $\mu$ L 重新溶解, 混匀 30s, 经 0.45 $\mu$ m 滤膜过滤, 供液相色谱仪检测用。

## ■ LC 分析条件

### 仪器

Shimadzu LC-20A 液相色谱系统 (含 LC-20AT 二元泵、CTO-20A 柱温箱, RF-10AXL

荧光检测器, LCsolution 色谱工作站)

### 色谱分析条件

流动相: 甲醇:乙腈:水=1:3:6

流速 : 1.0mL/min

色谱柱: Shim-pack GVP-ODS (4.6mm\*10mm);

Shim-pack VP-ODS (4.6mm\*150mm, 5 $\mu$ m)

激发波长 365nm 发射波长 425nm

柱温: 40 $^{\circ}$ C 进样量: 10 $\mu$ L

## ■ 分析结果

黄曲霉毒素 B1 (AFTB1) 标样色谱图及分析结果




图 1 衍生后 AFTB1 标样色谱图




图 2 未衍生 AFTB1 标样色谱图

表 1 黄曲霉毒素 B1 分析结果

化合物		标样浓度 (ng/mL)	保留时间 (min)	峰面积	峰高
AFTB1	衍生	10	3.368	329246	37098
AFTB1	未衍生	10	6.721	12685	1024

## ■ 结论

三氟乙酸柱前衍生法可用于 AFTB1 检测，增强其荧光强度，提高检测灵敏度。通过以上实验检测 AFTB1 标样（10ng/mL），未经

衍生标液的信噪比为 42，衍生后信噪比提高至 S/N=1434。

注：数据出自日本 CSC